

Nasal Mask (N5H)



CE 0123

Nasal Mask (N5H)
Bedienungsanleitung

CE 0123

Nasal Mask (N5H)

Vielen Dank, dass Sie sich für die BMC Nasal Mask (N5H) entschieden haben. Die Nasenmaske ist komfortabel, flexibel und geräuscharm. Sie wurde entwickelt, um den Kontakt mit Ihrem Gesicht zu minimieren und um sicherzustellen, dass Sie sich während der Therapie wohl fühlen. In dieser Bedienungsanleitung finden Sie die Informationen, die Sie für den korrekten Gebrauch Ihrer Maske benötigen.

Die Nasal Mask (N5H) und das Zubehör sind nicht aus Naturgummilatex oder DEHP hergestellt.

Verwendungszweck

Die Nasal Mask (N5H) zielt darauf ab, schnittstellen Von patienten zu schaffen, die bereits eine cpap-behandlung Oder eine zweiwöchige behandlung eingeführt haben.

- angewendet bei erwachsenen Patienten (> 66 lb / 30 kg), bei denen ein positiver Atemwegsdruck verordnet wurde.
- bestimmt für die Wiederverwendung bei einem Patienten im Wohnumfeld und für die Wiederverwendung bei unterschiedlichen Patienten im Krankenhaus oder im institutionellen Umfeld.

VORSICHT: In den usa ist der verkauf derartiger geräte Per bundesgesetz beschränkt und darf nur auf anweisung eines arztes verkauft werden.

Kontraindikationen

Bei den folgenden Symptomen darf die Maske nicht oder nur mit besonderer Vorsicht eingesetzt werden:

- Gesichtsdeformitäten.
- Verletzte Gesichtshaut im Kontaktbereich der Maske.

Vor der Verwendung der Maske

WARNUNGEN

- Die Entlüftungsöffnungen und filter müssen unbeschädigt und frei von Verstopfungen bleiben.
- Die Maske ist nicht für Patienten geeignet, die eine lebenserhaltende Beatmung benötigen.
- Diese Maske sollte nur mit CPAP- oder BiLevel-Geräten verwendet werden, die von einem Arzt oder Atemtherapeuten empfohlen werden.
- Die Maske sollte nicht verwendet werden, sofern das Gerät eingeschaltet ist. Nachdem die Maske aufgesetzt wurde, stellen Sie sicher, dass das Gerät Luft ausbläst.
- **Erläuterung der Warnhinweise:** CPAP-Geräte sind für die Verwendung mit speziellen Masken (oder Anschlüssen) vorgesehen, welche Entlüftungsöffnungen haben, um einen kontinuierlichen Luftaustausch zu gewährleisten. Wenn das Therapiegerät eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert, spült neue Luft aus dem Gerät die ausgetatmete Luft durch die Öffnungen der Maske aus. Wenn das Gerät jedoch nicht in Betrieb ist, wird nicht genügend frische Luft durch die Maske geleitet und die ausgetatmete Luft wird erneut eingeatmet, kann. Das erneute Einatmen der ausgetatmeten Luft über mehrere Minuten kann unter Umständen zur Sauerstoffunterversorgung und gesundheitlicher Schädigung führen. Dies gilt für die meisten unterschiedlichen Therapiegeräte.

- Bei niedrigem kontinuierlichem positivem Überdruck (continuous positive airway pressure, CPAP) kann der Durchfluss durch die Ausatemöffnung unzureichend sein, um das gesamte ausgetatmete Gas aus dem Schlauch zu entfernen. Es kann zu Rückatmung führen.
- Zur Reduzierung des Risikos von Erbrechen während des Schlafs, sollte der Patient drei Stunden vor der Verwendung der Maske nichts mehr essen oder trinken. Die Maske wird nicht empfohlen, wenn der Patient ein verschreibungspflichtiges Medikament einnimmt, das Erbrechen auslösen kann.

- Diese Maske darf nicht bei Patienten angewendet werden, die nicht kooperieren, die eine Bewusstseinsteinstellung aufweisen, reaktionlos sind, oder die Maske nicht selbst entfernen können.
- Die Anwendung der Maske kann Schmerzen in den Zähnen, im Zahnfleisch oder in Kiefer verursachen oder bestehende Zahnpflegeverschämmlungen. Sollten diese Beschwerden auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

- Wenn der Patient nicht in der Lage ist, die Maske selbst abzunehmen, sollte die Maske unter fachkundiger Aufsicht verwandelt werden. Benutzen Sie den Sauerstoff nur in einem gut belüfteten Raum.

- Bei einer festgelegten Flussrate des zusätzlichen Sauerstoffstroms variiert die eingeatmete Sauerstoffkonzentration abhängig von den Druckeinstellungen, dem Atemmuster des Patienten, der Maske, dem Anwendungsort und der Leckage rate.

- Ihr Arzt kann anhand der technischen Daten der Maske prüfen, ob sie mit dem Atemtherapiegeräte und dem Sauerstoffventil kompatibel ist. Wenn die Maske außerhalb der technischen Spezifikationen oder mit einem inkompatiblen Gerät verwendet wird, wird die Abdichtung und der Tragekomfort der Maske möglicherweise nicht wirken; dann kann kein optimales Therapieergebnis erzielt werden. Darauf hinaus kann ein Leck oder eine Variation der Leckage rate die Funktion des Luftflusses des Therapiegerätes beeinträchtigen.

- Unterbrechen Sie die Anwendung der Maske und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Schlaftherapeuten, wenn Sie nachteilige Reaktionen bei Verwendung der Maske bemerken.

- Weitere Informationen zu Einstellungen und Betriebsinformationen finden Sie im Handbuch Ihres Atemtherapiegerätes.

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, bevor Sie die Maske verwenden.

- Die hier gezeigten Bilder sind nur Richtwerte. Wenn es eine Inkonsistenz zwischen dem Bild und dem tatsächlichen Produkt gibt, gilt das tatsächliche Produkt.

- Alle schwerwiegenden Ereignisse, die im Zusammenhang mit diesem Gerät auftreten, sollten BMC und der zuständigen Behörde Ihres Landes berichtet werden.

- Die Häufigkeit der Reinigung, die Reinigungsmethoden oder die Verwendung von Reinigungsmitteln, die nicht in den Begleitdokumenten angegeben sind, oder die Überschreitung der Anzahl der Verarbeitungszyklen können sich nachteilig auf die Maske auswirken und somit die Sicherheit oder die Qualität der Therapie beeinträchtigen.

Maskenbaugruppe (I)

a. Rahmenbaugruppe	b. Rahmen
c. Elbbogen	d. Kurze Röhre
e. Befeuchtterabdeckung	f. Befeuchtter (HU-Plus)
g. Befeuchtterkörper	h. Filter
i. Drehgelenk	j. Clip-Anschluss (optionales Zubehör)
k. Filterkarpe	l. Befeuchtter (HU)
m. Schellen	n. Polsterbaugruppe
o. Kopfband	

Hinweise:

- HU und HU-Plus sind wasserlose Befeuchtter. Sie sind so konzipiert, dass sie mehr Komfort bieten, indem sie die Luftfeuchtigkeit verbessern und eine Entlastung bei möglicher Trockenheit bieten.
- HU ist ein guter Ausgangspunkt, um den richtigen Befeuchtungsgrad zu finden. HU-Plus wird die Luftfeuchtigkeit weiter erhöhen, was nützlich ist, wenn die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung sehr niedrig ist (z. B. in großen Höhen im Flugzeug).

Anlegen und Anpassen der Maske (II)

Hinweis:

- Drehen Sie den Befeuchtungskörper, bis er sich öffnet,



bevor Sie das Interface aufsetzen. Trennen Sie den Befeuchtungskörper von der Befeuchtterabdeckung, wie in Abschnitt 3 der "Demontage der Maske" beschrieben. Dann siehe Abschnitt "Zusammensetzen der Maske" 3, 4 installieren Sie den Befeuchtter (HU/HU-Plus) auf den Befeuchtterdeckel montieren und ziehen Sie den Befeuchtungskörper an. Befolgen Sie nach dem Einbau des Befeuchters (HU/HU-Plus) die nachstehenden Schritte zum Tragen.

- Bevor Sie die Maske wieder tragen, lesen Sie bitte die Abschnitte "Reinigung der Maske zu Hause" und "Wiederaufbereitung der Maske bei Patientenwechsel" für die Reinigung und Desinfektion.

1. Befestigen Sie das Kopfband, indem Sie es durch die Öffnungen in der Halterung anbringen.
2. Setzen Sie die Maske über Ihre Nase und ziehen Sie das Kopfband über Ihren Kopf.
3. Bringen Sie das untere Kopfband unter Ihre Ohren und verbinden Sie die Clips mit der Rahmenbaugruppe.
4. Passen Sie das obere Kopfband an, bis es bequem und festgezogen ist und bringen Sie zudem die Maske wieder an.
5. Passen Sie das untere Kopfband an, bis es bequem und festgezogen ist und bringen Sie zudem die Maske wieder an.

Demontage der Maske (III)

Hinweise:

- Die Rahmenbaugruppe kann nicht zerlegt werden.

1. Lösen und entfernen Sie das obere Kopfband aus der Öffnung im Rahmen.
2. Entfernen Sie die Polsterbaugruppe von der Rahmenbaugruppe.
3. Halten Sie die Befeuchtterabdeckung und drehen Sie den Befeuchtungskörper, bis er geöffnet ist, und trennen Sie den Befeuchtungskörper von der Befeuchtterabdeckung.
4. Nehmen Sie den Befeuchtter (HU/HU-Plus) von der Befeuchtterabdeckung ab.
5. Entfernen Sie den Drehgelenk vom Befeuchtungskörper.
6. Entfernen Sie den Filterdeckel vom Befeuchtungskörper und den Filter vom Deckel.

Zusammensetzen der Maske (IV)

1. Legen Sie den Filter in die Filterabdeckung und setzen Sie die Filterabdeckung in den Befeuchtungskörper. Achten Sie darauf, dass die Filterabdeckung festgeht.
2. Installieren Sie das Drehgelenk am Befeuchtungskörper und vergewissern Sie sich, dass es zuverlässig ist. Anmerkungen: Wenn der Clip-Anschluss mit dem Befeuchtungskörper verbunden ist, müssen die halbkreisförmige Markierung auf dem Clip-Anschluss und die U-förmige Kerbe der Filterabdeckung des Befeuchtungskörpers ausgerichtet sein, bevor er angeschlossen wird.

3. Der Befeuchtter (HU/HU-Plus) wird in die Befeuchtterabdeckung geladen.
4. Halten Sie die Befeuchtterabdeckung, drehen Sie den Befeuchtungskörper und ziehen Sie den Befeuchtungskörper an die Befeuchtterabdeckung an.
5. Installieren Sie die Polsterbaugruppe auf der Rahmenbaugruppe und vergewissern Sie sich, dass die Polsterbaugruppe zuverlässig sitzt.
6. Bringen Sie das Kopfband der oberen Hälfte an der oberen Montageöffnung der Rahmenbaugruppe an.

Austausch von Befeuchtter (HU/HU-Plus) und Filter

1. Drehen Sie den Befeuchtungskörper, bis er geöffnet ist, entfernen Sie den Befeuchtter und installieren Sie den neuen Befeuchtter in der Befeuchtterabdeckung und ziehen Sie den Befeuchtungskörper auf die Befeuchtterabdeckung an. Siehe die Abschnitte "Demontage der Maske" und "Zusammensetzen der Maske".
2. Öffnen Sie die Filterkarpe und entfernen Sie den Filter von der Filterkarpe. Den neuen Filter in den Filterdeckel einbauen und befestigen. Siehe die Abschnitte "Demontage der Maske" und "Zusammensetzen der Maske".

Achtung

- Der Befeuchtter (HU/HU-Plus) kann nicht gereinigt oder von mehreren Personen wiederverwendet werden und muss innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem Öffnen des Befeuchtter (HU/HU-Plus) pakets ausgetauscht werden.
- Der Filter kann nicht von mehreren Personen wiederverwendet werden.
- Es ist normal, dass der Filter nach der Verwendung kleine schwarze Flecken aufweist. Der Filter sollte mindestens einmal pro Woche gereinigt werden, um zu vermeiden, dass er durch Staub blockiert wird, um den Luftaustausch zu beeinträchtigen. Der Filter sollte nach Gebrauch innerhalb von 30 Tagen oder nach mehr als 8-maliger Reinigung ersetzt werden.
- Bitte reinigen Sie den Filter während der Reinigung 3-5 Mal saft in warmem Wasser ein. Reinigen Sie den Filter nicht gewaltsam oder willkürlich, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Reinigung der Maske zu Hause

Hinweise:

- Waschen Sie die Kopfbedeckung vor dem ersten Gebrauch, um eventuelle Farbstoffe zu entfernen.
- Maske und Kopfband sind immer per Hand zu reinigen.
- Die Clips müssen zur Reinigung nicht entfernt werden.
- Beim Reinigen der Maske kann der Elbbogen, Kurze Röhre, Befeuchtterabdeckung und der Rahmen nicht aus der Rahmenbaugruppe entfernt werden.
- Waschen Sie den Befeuchtter (HU/HU-Plus) nicht.

Achtung

- Für die Reinigung von Systemteilen oder Luftsäckchen dürfen keine Lösungen verwendet werden, die Bleichmittel, Chlor, Alkohol, Aromastoffe, Feuchtigkeitsspender, antibakterielle Mittel oder Duftöle enthalten. Solche Lösungen können Schäden hervorrufen und die Lebensdauer des Geräts verkürzen.
- Wenn Komponenten der Maske oder des Schlauchsystems direkt Sonnenlicht oder Hitze ausgesetzt werden, kann dies zu Materialschäden führen.
- Sichtbare Zeichen für die Produktinspektion: Sollte eine Maskenkomponente sichtbare Beschädigungen aufweisen (Risse, Sprünge, Risse usw.), sollte die Komponente entsorgt und ersetzt werden.
- Bitte reinigen Sie den Filter während der Reinigung 3-5 Mal saft in warmem Wasser ein. Reinigen Sie den Filter nicht gewaltsam oder willkürlich, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Bereit die reinigung vor.

1. Hilfsmittel zur vorbereitung: haarbürste, trinkwasser (10 liter pro maske) und Milde flüssige spülmittel (wie alconox auf 1%).
2. Öffne deinen mundschutz: siehe kapitel abrissskapitel.

Täglich, nach jeder Nutzung

1. Nach den anweisungen wird der monteur abgebaut.
2. Tauchen Sie die Teile 10 Minuten lang in eine Lösung aus mildem Flüssigwaschmittel (z. B. Alconox, auf 1% verdünnt) und Wasser in Trinkqualität (25°C bis 35°C). Spülen Sie das Kopfband und seine Bestandteile gut mit Wasser von Trinkqualität ab und lassen Sie es an der Luft trocknen, ohne direkte Sonneneinstrahlung.
3. Während des eintauchens wird jedes element eine minute mit einer weichen bürste gewaschen. Achten besonders auf all die risse und karies.
4. Zweimal rütteln in edlem frischwasser. Jeder mundschutz nimmt 5 liter wasser.
5. Und trocknen komponenten aus, bevor sie direkt in die sonne scheinen.
6. Wenn alle teile trocken sind, bauen sie die masken nach der bauanleitung neu an.

- Bei wöchentlicher Reinigung kann das Kopfband bis zu 52 Mal gewaschen werden.

Wöchentlich

- Waschen Sie das Kopfband und seine Bestandteile 10 Minuten lang von Hand in einer Lösung aus mildem Flüssigwaschmittel (z. B. Alconox, auf 1% verdünnt) und Wasser in Trinkqualität (25°C bis 35°C). Spülen Sie das Kopfband und seine Bestandteile gut mit Wasser von Trinkqualität ab und lassen Sie es an der Luft trocknen, ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Hinweise:

- Bei wöchentlicher Reinigung kann das Kopfband bis zu 52 Mal gewaschen werden.

Wiederaufbereitung der Maske bei Patientenwechsel

- Diese Maske sollte bei jedem Patientenwechsel erneut aufbereitet werden. Anweisungen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie auf der BMC-Website unter www.bmc-medical.com. Wenn Sie keinen Internetzugang haben, wenden Sie sich bitte an Ihren BMC-Vertreter.

Um Kreuzinfektionen zu verhindern, müssen Filter und Befeuchtter (HU/HU-Plus) ausgetauscht werden, wenn die Maske von mehreren Patienten verwendet wird.

Hinweise:

- Die maximale Anzahl der Desinfektionsvorgänge beträgt 20.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Gründe	Mögliche Lösungen
Die Maske dichtet nicht richtig, drückt oder sitzt unbehaglich.	Die Maske ist nicht korrekt montiert oder nicht richtig eingestellt.	Lesen Sie die Anweisung "Anlegen und Anpassen der Maske" sorgfältig durch und prüfen Sie die Einstellung des Kopfbandes.
Die Größe der Maske ist nicht richtig.	Fragen Sie Ihren Arzt oder Therapeuten.	Ziehen Sie das obere und untere Kopfband fest.
Die Maske tropft um das gesicht herum	Stellen Sie sicher, dass das Polster gemäß den Anweisungen unter "Zusammensetzen der Maske" richtig ausgerichtet ist. Stellen Sie sicher, dass das Polster keine Falten aufweist.	Reinigen Sie das Polster gemäß den Anweisungen unter "Reinigung der Maske zu Hause".
Das Maskenpolster ist möglicherweise verschmutzt.	Reinigen Sie das Polster gemäß den Anweisungen unter "Reinigung der Maske zu H	

- passaggi seguenti per indossarlo.
- Prima di indossare nuovamente l'maschera, fare riferimento alle sezioni "Pulizia della maschera a casa" e "Riprocessare la maschera tra un paziente e l'altro" per la pulizia e la disinfezione.
- 1. Fissare le cinghie delle copricapi infilandole nei fori del frontale e nelle clip.
- 2. Appoggiare la maschera sul naso e applicare le copricapi.
- 3. Portando le cinghie inferiori sotto le orecchie è possibile collegare le clip L'assieme della struttura.
- 4. Regolare le cinghie superiori del copricapo in modo uniforme fino a raggiungere una posizione comoda e ben salda, e ricongiungere maschera.
- 5. Regolare le cinghie inferiori del copricapo in modo uniforme fino a raggiungere una posizione comoda e ben salda, e ricongiungere maschera.

Smontare la Maschera (III)

Note:

- L'assieme della struttura non va disintegrale.
- 1. Estrarre la parte superiore del copricapo dal foro di assemblaggio situato sulla metà superiore della supporto.
- 2. Estrarre il assemblaggio di cuscino in silicone dalla L'assieme della struttura.
- 3. Tenere il copricapo dell'umidificatore, ruotare il corpo dell'umidificatore finché non si apre, separare il corpo dell'umidificatore dal copricapo dell'umidificatore.
- 4. Rimuovere l'umidificatore (HU/HU-Plus) dal copricapo dell'umidificatore.
- 5. Rimuovere la parte Attacco dal corpo dell'umidificatore.
- 6. Rimuovere il copricapo del filtro dal corpo dell'umidificatore e rimuovere il filtro dal copricapo del filtro.

Rimontare la Maschera (IV)

- 1. Mettere il filtro nel copricapo del filtro, quindi inserire il copricapo del filtro nel corpo dell'umidificatore. Assicurarsi di fissare il copricapo del filtro.
- 2. Installare la parte attacco sul corpo dell'umidificatore e verificare che sia affidabile. Nota: quando il connettore a clip e il corpo dell'umidificatore sono collegati insieme, il segno semicircolare sul connettore a clip e la tacca a forma di U del copricapo del filtro del corpo dell'umidificatore devono essere allineati prima del collegamento.
- 3. L'umidificatore (HU/HU-Plus) viene caricato nel copricapo dell'umidificatore.
- 4. Tenere il copricapo dell'umidificatore, ruotare il corpo dell'umidificatore e serrare il corpo dell'umidificatore al copricapo dell'umidificatore.
- 5. Installare l'assemblaggio di Cuscino sull'assieme della struttura e verificare che l'assemblaggio di Cuscino sia affidabile.
- 6. Installare la porzione superiore del copricapo all'interno del foro di installazione posizionato nella metà superiore della L'assieme della struttura.

Sostituzione dell'umidificatore (HU/HU-Plus) e del Filtro

- 1. Ruotare il corpo dell'umidificatore (HU/HU-Plus) finché non si apre, rimuovere l'umidificatore, installare un nuovo umidificatore (HU/HU-Plus) nel copricapo dell'umidificatore e serrare il corpo dell'umidificatore al copricapo dell'umidificatore. Fare riferimento alle sezioni "Smontare la maschera" e "Rimontare la maschera".
- 2. Aprire il copricapo del filtro e rimuovere il filtro dal copricapo del filtro. Installare un nuovo filtro nel copricapo del filtro e fissarlo. Fare riferimento alle sezioni "Smontare la maschera" e "Rimontare la maschera".

ATTENZIONE

- L'umidificatore non può essere lavato o riutilizzato da più pazienti e deve essere sostituito entro trenta (30) giorni dall'apertura della confezione dell'umidificatore.
- Il filtro non può essere riutilizzato da più pazienti.
- È normale che il filtro presenti piccole macchie nere dopo l'uso. Il filtro deve essere pulito almeno una volta alla settimana, evitando di essere bloccato dalla polvere per intaccare lo scarico dell'aria. Il filtro deve essere sostituito dopo l'uso entro 30 giorni o la pulizia più di 8 volte.
- Si prega di strofinare delicatamente il filtro in acqua calda per 3-5 volte durante la pulizia. Non strofinare il filtro con forza o in modo casuale per evitare di danneggiarlo.

Pulizia della Maschera a Casa

- Notes:**
- Lavare il copricapo prima del primo utilizzo per rimuovere eventuali coloranti.
 - La maschera e il copricapo possono essere puliti solo con un accurato lavaggio a mano.
 - E necessario lavare le copricapi senza rimuovere le clip.
 - Durante il lavaggio della maschera, il gomito, il tubo corto, il copricapo dell'umidificatore e il Supporto non possono essere smontati dall'L'assieme della struttura.
 - Non lavare l'umidificatore (HU/HU-Plus).

ATTENZIONE

- Per pulire qualsiasi parte dell'impianto o del tubo dell'aria non utilizzare soluzioni contenenti candeggina, cloro, alcol, sostanze aromatiche, crema idratante, agenti antibatterici o oli profumati. Queste soluzioni possono causare danni e ridurre la durata del prodotto.
- Seguire sempre le istruzioni di pulizia e non utilizzare soluzioni contenenti candeggina, cloro, alcol, composti aromatici, ammorbidente, antibatterici o oli profumati per la pulizia delle parti del sistema o del tubo, altrimenti potrebbero danneggiare la maschera.
- Criteri visivi per l'ispezione del prodotto: In caso di deterioramento visibile di un componente della maschera (inquinatura, screpolature, lacerazioni, ecc.), il componente deve essere eliminato e sostituito.
- La sostituzione dei componenti deve essere eseguita da professionisti dell'assistenza.

Preparazione prima della pulizia

- Strumenti di preparazione: spazzola a setole morbide, acqua potabile (10 litri per maschera), detergente liquido delicato (ad es. Alconox diluito all'1%).
- Rimuovere la maschera: Consultare il capitolo sulle istruzioni di smontaggio.

Giornaliero / Dopo ogni utilizzo

- 1. Smontare i componenti della maschera come indicato nelle istruzioni di smontaggio.
- 2. Immersione i componenti in una soluzione di detergente liquido delicato con acqua potabile (ad es. Alconox diluito all'1%) (25°C a 35°C) per 10 minuti.
- 3. Durante l'immersione, pulire ciascun componente con una spazzola a setole morbide per 1 minuto. Prestare particolare attenzione a tutte le fessure e cavità.
- 4. Agitare vigorosamente i componenti per due volte in acqua potabile. 5 litri di acqua per maschera alla volta.
- 5. Lasciare asciugare i componenti all'aria e al riparo dalla luce solare diretta.
- 6. Quando tutti i componenti sono asciutti, rimontare la maschera come indicato nelle istruzioni di rimontaggio.

Note:

- Pulita una volta al giorno o dopo ogni utilizzo, la maschera può essere lavata fino a 365 volte.

Settimanale

- Lavare a mano il copricapo e i suoi componenti in una soluzione di detergente liquido delicato con acqua potabile (ad es. Alconox diluito all'1%) (25°C a 35°C) per 10 minuti. Sia sicuro che il copricapo e i suoi componenti con acqua potabile e lasciarli asciugare all'aria al riparo dalla luce solare diretta.

- Note:**
- Pulito una volta alla settimana, il copricapo può essere lavato fino a 52 volte.

- Riprocessare la Maschera tra un Paziente e l'altro**
- Questa maschera dovrebbe essere riprocessata quando viene passata da un paziente all'altro. Istruzioni di pulizia e disinfezione sono disponibili sul sito della BMC, www.bmc-medical.com. Se non disponete di accesso a Internet, contattate il vostro rappresentante BMC.
- Per prevenire infezioni crociate, il filtro umidificatore deve essere sostituito quando l'maschera viene utilizzata da più pazienti.

Note:

- Il numero massimo di cicli di disinfezione è 20.

Deutsch/Italiano/Português

passaggi seguenti per indossarlo.

● Prima di indossare nuovamente l'maschera, fare riferimento alle sezioni "Pulizia della maschera a casa" e "Riprocessare la maschera tra un paziente e l'altro" per la pulizia e la disinfezione.

1. Fissare le cinghie delle copricapi infilandole nei fori del frontale e nelle clip.

2. Appoggiare la maschera sul naso e applicare le copricapi.

3. Portando le cinghie inferiori sotto le orecchie è possibile collegare le clip L'assieme della struttura.

4. Regolare le cinghie superiori del copricapo in modo uniforme fino a raggiungere una posizione comoda e ben salda, e ricongiungere maschera.

5. Regolare le cinghie inferiori del copricapo in modo uniforme fino a raggiungere una posizione comoda e ben salda, e ricongiungere maschera.

Smontare la Maschera (III)

Note:

● L'assieme della struttura non va disintegrale.

1. Estrarre la parte superiore del copricapo dal foro di assemblaggio situato sulla metà superiore della supporto.

2. Estrarre il assemblaggio di cuscino in silicone dalla L'assieme della struttura.

3. Tenere il copricapo dell'umidificatore, ruotare il corpo dell'umidificatore finché non si apre, separare il corpo dell'umidificatore dal copricapo dell'umidificatore.

4. Rimuovere l'umidificatore (HU/HU-Plus) dal copricapo dell'umidificatore.

5. Rimuovere la parte Attacco dal corpo dell'umidificatore.

6. Rimuovere il copricapo del filtro dal corpo dell'umidificatore e rimuovere il filtro dal copricapo del filtro.

Rimontare la Maschera (IV)

1. Mettere il filtro nel copricapo del filtro, quindi inserire il copricapo del filtro nel corpo dell'umidificatore. Assicurarsi di fissare il copricapo del filtro.

2. Installare la parte attacco sul corpo dell'umidificatore e verificare che sia affidabile. Nota: quando il connettore a clip e il corpo dell'umidificatore sono collegati insieme, il segno semicircolare sul connettore a clip e la tacca a forma di U del copricapo del filtro del corpo dell'umidificatore devono essere allineati prima del collegamento.

3. L'umidificatore (HU/HU-Plus) viene caricato nel copricapo dell'umidificatore.

4. Tenere il copricapo dell'umidificatore, ruotare il corpo dell'umidificatore e serrare il corpo dell'umidificatore al copricapo dell'umidificatore.

5. Installare l'assemblaggio di Cuscino sull'assieme della struttura e verificare che l'assemblaggio di Cuscino sia affidabile.

6. Installare la porzione superiore del copricapo all'interno del foro di installazione posizionato nella metà superiore della L'assieme della struttura.

Rimontare la Maschera (IV)

1. Mettere il filtro nel copricapo del filtro, quindi inserire il copricapo del filtro nel corpo dell'umidificatore. Assicurarsi di fissare il copricapo del filtro.

2. Installare la parte attacco sul corpo dell'umidificatore e verificare che sia affidabile. Nota: quando il connettore a clip e il corpo dell'umidificatore sono collegati insieme, il segno semicircolare sul connettore a clip e la tacca a forma di U del copricapo del filtro del corpo dell'umidificatore devono essere allineati prima del collegamento.

3. L'umidificatore (HU/HU-Plus) viene caricato nel copricapo dell'umidificatore.

4. Tenere il copricapo dell'umidificatore, ruotare il corpo dell'umidificatore e serrare il corpo dell'umidificatore al copricapo dell'umidificatore.

5. Installare l'assemblaggio di Cuscino sull'assieme della struttura e verificare che l'assemblaggio di Cuscino sia affidabile.

6. Installare la porzione superiore del copricapo all'interno del foro di installazione posizionato nella metà superiore della L'assieme della struttura.

Rimontare la Maschera (IV)

1. Mettere il filtro nel copricapo del filtro, quindi inserire il copricapo del filtro nel corpo dell'umidificatore. Assicurarsi di fissare il copricapo del filtro.

2. Installare la parte attacco sul corpo dell'umidificatore e verificare che sia affidabile. Nota: quando il connettore a clip e il corpo dell'umidificatore sono collegati insieme, il segno semicircolare sul connettore a clip e la tacca a forma di U del copricapo del filtro del corpo dell'umidificatore devono essere allineati prima del collegamento.

3. L'umidificatore (HU/HU-Plus) viene caricato nel copricapo dell'umidificatore.

4. Tenere il copricapo dell'umidificatore, ruotare il corpo dell'umidificatore e serrare il corpo dell'umidificatore al copricapo dell'umidificatore.

5. Installare l'assemblaggio di Cuscino sull'assieme della struttura e verificare che l'assemblaggio di Cuscino sia affidabile.

6. Installare la porzione superiore del copricapo all'interno del foro di installazione posizionato nella metà superiore della L'assieme della struttura.

Rimontare la Maschera (IV)

1. Mettere il filtro nel copricapo del filtro, quindi inserire il copricapo del filtro nel corpo dell'umidificatore. Assicurarsi di fissare il copricapo del filtro.

2. Installare la parte attacco sul corpo dell'umidificatore e verificare che sia affidabile. Nota: quando il connettore a clip e il corpo dell'umidificatore sono collegati insieme, il segno semicircolare sul connettore a clip e la tacca a forma di U del copricapo del filtro del corpo dell'umidificatore devono essere allineati prima del collegamento.

3. L'umidificatore (HU/HU-Plus) viene caricato nel copricapo dell'umidificatore.

4. Tenere il copricapo dell'umidificatore, ruotare il corpo dell'umidificatore e serrare il corpo dell'umidificatore al copricapo dell'umidificatore.

5. Installare l'assemblaggio di Cuscino sull'assieme della struttura e verificare che l'assemblaggio di Cuscino sia affidabile.

6. Installare la porzione superiore del copricapo all'interno del foro di installazione posizionato nella metà superiore della L'assieme della struttura.

Rimontare la Maschera (IV)

1. Mettere il filtro nel copricapo del filtro, quindi inserire il copricapo del filtro nel corpo dell'umidificatore. Assicurarsi di fissare il copricapo del filtro.

2. Installare la parte attacco sul corpo dell'umidificatore e verificare che sia affidabile. Nota: quando il connettore a clip e il corpo dell'umidificatore sono collegati insieme, il segno semicircolare sul connettore a clip e la tacca a forma di U del copricapo del filtro del corpo dell'umidificatore devono essere allineati prima del collegamento.

3. L'umidificatore (HU/HU-Plus) viene caricato nel copricapo dell'umidificatore.

4. Tenere il copricapo dell'umidificatore, ruotare il corpo dell'umidificatore e serrare il corpo dell'umidificatore al copricapo dell'umidificatore.

5. Installare l'assemblaggio di Cuscino sull'assieme della struttura e verificare che l'assemblaggio di Cuscino sia affidabile.

6. Installare la porzione superiore del copricapo all'interno del foro di installazione posizionato nella metà superiore della L'assieme della struttura.

Rimontare la Maschera (IV)

1. Mettere il filtro nel copricapo del filtro, quindi inserire il copricapo del filtro nel corpo dell'umidificatore. Assicurarsi di fissare il copricapo del filtro.

2. Installare la parte attacco sul corpo dell'umidificatore e verificare che sia affidabile. Nota: quando il connettore a clip e il corpo dell'umidificatore sono collegati insieme, il segno semicircolare sul connettore a clip e la tacca a forma di U del copricapo del filtro del corpo dell'umidificatore devono essere allineati prima del collegamento.

3. L'umidificatore (HU/HU-Plus) viene caricato nel copricapo dell'umidificatore.

4. Tenere il copricapo dell'umidificatore, ruotare il corpo dell'umidificatore e serrare il corpo dell'umidificatore al copricapo dell'umidificatore.

5. Installare l'assemblaggio di Cuscino sull'assieme della struttura e verificare che l'assemblaggio di Cuscino sia affidabile.

6. Installare la porzione superiore del copricapo all'interno del foro di installazione posizionato nella metà superiore della L'assieme della struttura.

Rimontare la Maschera (IV)